



Одеяло для согревания пациента

Одеяло с технологией активного самонагревания достигает рабочей температуры около 40°C за 30 минут и поддерживает ее в течение 10 часов

- Предотвращает развитие гипотермии в периоперационном периоде
- Легко и быстро приводится в рабочее состояние, что позволяет экономить время
- Позволяет обогреть большее число пациентов, т.к. не требует использования дополнительного оборудования
- Удобно использовать до, во время и после хирургического вмешательства



Инструкция по использованию



1. Разорвите внешнюю защитную упаковку, используя надрез в левом верхнем углу. Достаньте одеяло BARRIER® EasyWarm® из упаковки, чтобы обеспечить доступ воздуха.



2. Разверните BARRIER® EasyWarm® полностью. Не складывайте его. Вступая в контакт с кислородом, активные элементы одеяла начинают нагреваться, достигая рабочей температуры 40°C за 30 минут и поддерживая ее уровень в течение 10 часов.



3. Нагревательные элементы одеяла BARRIER® EasyWarm® должны располагаться сверху. Не оказывайте дополнительное давление на нагревательные элементы.



4. До, во время и после хирургических вмешательств в области головы, шеи и предплечий одеялом BARRIER® EasyWarm® можно укрывать пациента полностью.



5. При хирургических вмешательствах в нижней части тела, накройте одеялом BARRIER® EasyWarm® верхнюю часть тела пациента, расположив боковой вырез одеяла на уровне головы.



6. При хирургических вмешательствах в верхней части тела, накройте одеялом BARRIER® EasyWarm® нижнюю часть тела пациента.

Общая информация

- Следует использовать одеяло только в расправленном виде.
- При проведении рентгеновских и МРТ - исследований следует снять одеяло с пациента, т.к. нагревательные элементы не пропускают излучение.
- Нагревательные элементы должны располагаться сверху.



- Рекомендуется избегать прямого контакта изделия с травмированными, воспаленными или обмороженными участками кожи. У пациентов с ослабленной чувствительностью, замедленной реакцией или способностью к коммуникации (вследствие заболевания или применения анестезии) необходимо контролировать реакцию кожи.
- После использования утилизировать одеяло вместе с обычными отходами. Допускается сжигание.
- Одеяло необходимо использовать под наблюдением медицинского работника

Предосторожности

- Одеяло не предназначено для применения в педиатрической практике.
- Следует избегать применения одеяла в случае предполагаемого риска длительной гипотензии.
- Не использовать одеяло у пациентов с тяжелыми заболеваниями периферических сосудов.

Более подробную информацию смотрите на сайте www.molnlycke.com

Мёлнликс Хелс Кэа 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10, стр. 3.
Тел.: (495) 232 2664, 231 1670, факс: (495) 232 2665; www.molnlycke.com

Названия и логотипы Molnlycke Health Care, BARRIER® и EasyWarm® являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат компании Molnlycke Health Care.

